



**SALUD**  
SECRETARÍA DE SALUD



**COFEPRIS**  
COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN  
CONTRA RIESGOS SANITARIOS

**SECRETARÍA DE SALUD**  
**COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS**  
**COMISIÓN DE AUTORIZACIÓN SANITARIA**  
**DIRECCIÓN EJECUTIVA DE AUTORIZACIÓN DE PRODUCTOS Y ESTABLECIMIENTOS**  
**SUBDIRECCIÓN EJECUTIVA DE SERVICIOS DE SALUD Y DISPOSITIVOS MÉDICOS**  
**REGISTRO SANITARIO No.**

**E 1A0032SSA IV**

**No. DE SOLICITUD ANTERIOR**

**193300CT220095**

**No. DE SOLICITUD**

**233300401A0015**

Con fundamento en los artículos 4 párrafo cuarto, 8, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2 fracción I, 14, 17, 26, 39 fracciones XXI y XXIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; Artículo 1, 3 fracción XXIII, 4 fracción III, 13 inciso A fracción IX, X 17 bis fracción IV, 194 fracción II, 194 bis, 197, 204, 262, 371, 376, 376 bis fracción II, 378, 380, 391 bis y 393 primer párrafo de la Ley General de Salud; 1, 2, 3, 15 y 16 fracción IV de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; Artículos 1, 2 Inciso C fracción X 15, 36 y 37 del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud; Artículos 1, 3 fracción I inciso b), fracción VII y XII, 4 fracción II inciso, 11 fracciones VI, IX y XI y fracción I del Reglamento de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, se autoriza presente registro sanitario de dispositivo médico de fabricación nacional, al tenor siguiente:

Titular del Registro: Cámaras Hiperbáricas del Río Grande S. DE R.L. de C.V.

Domicilio: Prolongación González 266, Colonia Control 3 Sur, C.P. 87340, Matamoros, Tamaulipas, México.

RFC: CHR111115733

**CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO**

La Cámara Hiperbárica es un tanque de acero construido de acuerdo a los estándares implementados por la Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos (A.S.M.E) en su código de la sección VIII para la fabricación de recipientes a presión para ocupación humana (P.V.H.O).



La placa metálica o plancha y sus tapas, utilizada para realizar el cuerpo de los cilindros es de Acero tipo SA 516 grado 70 N, se utilizan grosores desde 5/16" hasta 1" y en las tapas o paredes desde 5/16" hasta 4" dependiendo el cálculo del esfuerzo al que serán sometidos los equipos.

La Cámara Hiperbárica se utiliza para realizar tratamientos o terapias de oxigenación hiperbárica en un ambiente estéril a presiones de 1.5 a 3 ATAs, administrado por oxígeno al 100%. Cuenta con válvula reguladora de oxígeno, intercomunicador de dos vías, brazalete antiestático y colchoneta de tela retardante de fuego.

- Cámara hiperbárica monoplaza (VG.120)
- Cámara hiperbárica multiplaza (4) (VG.140)

Fecha de Expedición 18 de julio de 2023

Fecha de Vencimiento 18 de julio de 2028

No. De Registro 1A0032

No. De Solicitud 233300401A0015


Titular Cámaras Hiperbáricas del Río Grande S. DE R.L.  
de C.V..

Tipo de Dispositivo Médico Cámara Hiperbárica (varios modelos)

**Observaciones al Registro.**

- Se autoriza el registro sanitario dentro de los parámetros de dispositivos médicos de fabricación nacional.
- El Titular del presente Registro Sanitario deberá de mantener vigente el Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación durante la vigencia del Registro Sanitario que se otorga en este acto.
- Las condiciones sanitarias del producto a que se hace referencia la presente autorización podrán ser verificadas en cualquier momento por la autoridad sanitaria, lo anterior con fundamento en los artículos 17 Bis fracciones IV y VI y 378 de la Ley General de Salud; 1, 2, 13 y 16 fracción II de la Ley de Procedimiento Administrativo 2 fracción III, 218 fracción I, C, 220 fracciones III y VI del Reglamento para Insumos de la Salud.

**SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.  
EL COMISIONADO DE AUTORIZACIÓN SANITARIA.**



**DR. NATÁN ENRÍQUEZ RÍOS.**